

UTILIZAREA DISPOZITIVELOR DE TIP pMDI (DISPOZITIVE CU GAZ PROPULSOR, SPRAY INHALATOR, PUF)

Dispozitivele de acest tip sunt alcatuite dintr-un invelis de plastic la exterior, care are un capac si o canistra din metal, ce contine medicamentul si gazul propulsor, la interior.

Exemple de medicamente ce folosesc acest tip de dispozitiv : Ventolin (medicament de nevoie), Flixotide, Serroflo; Foster, Seretide (medicamente de intretinere, ce controleaza boala).



Indiferent de medicamentul (substanta activa) aflat in interiorul dispozitivului, utilizarea dispozitivului de tip pMDI (pressure metered dose inhaler=dispozitiv inhalator cu presiune masurata) se face in acelasi mod.

Utilizarea aerosolului

1. Îndepărtați capacul de pe piesa bucală prin apăsarea ușoară a părților laterale ale capacului
2. Controlați învelișul din plastic al inhalatorului și piesa bucală și verificați ca aceasta să fie curată, fără praf, alte particule sau corpi străini.
3. Agitați energic flaconul pentru a vă asigura că nu conține corpi străini și că tot conținutul flaconului este amestecat omogen.
4. Țineți flaconul în poziție verticală între degetul mare și celelalte degete, cu degetul mare pe bază, sub piesa bucală.
5. Expirați cât mai mult, dar fără a forța, apoi plasați piesa bucală în cavitatea bucală între buze și strângeți buzele în jurul ei, fără a o mușca.
6. Imediat după ce începeți să inspirați pe gură, apăsați pe capătul superior al flaconului pentru a elibera un puf în timp ce inspirați calm și profund. **ATENȚIE! PENTRU A ADMINISTRA CORECT TREBUIE SA COORDONATI MOMENTUL CAND INSPIRATI CU APASAREA PE FLACON!**
7. În timp ce vă țineți respirația, scoateți flaconul din cavitatea bucală și luați degetul de pe partea superioară a acestuia. Continuați să vă țineți respirația .
8. Pentru a administra un al doilea puf, păstrați flaconul în poziție verticală și așteptați aproximativ o jumătate de minut, înainte de a repeta etapele de la 3 la 7.
9. Reașezați capacul piesei bucale prin apăsare fermă, până când se aude un mic zgomot.